


## DÔMES À ADAPTATION IMMÉDIATE




## EMBOUTS PERSONNALISÉS



## ÉCOUTEURS AVEC FIL

ÉCOUTEURS S, M ET P AVEC FIL  
TAILLE : 0, 1, 2, 3, 4  
GAUCHE/DROITE



## FILS RITE

TAILLE : 0, 1, 2, 3, 4



## EMBOUT PERSONNALISÉ

RITE HP, SP  
EMBOUT DUR



RITE AVEC FIL HP, SP  
EMBOUT SOUPLE



# RÉCAPITULATIF SUR LES SYSTÈMES DE MAINTIEN AURICULAIRES FUSION, PASSION, SUPER

**NOUVEAU !**

WIDEX **EASYWEAR™**

Une solution extrêmement élégante et discrète pour FUSION, PASSION et SUPER

# EASYWEAR

## RÉCAPITULATIF SUR **LES SYSTÈMES DE MAINTIEN AURICULAIRES**

### FUSION, PASSION & SUPER

| TYPE DE SURDITÉ | ÉCOUTEUR | TYPE DE SOLUTION | PERSONNALISÉ/IMMÉDIAT  | TYPE DE DÔME/EMBOUT                          | SÉRIES/MODÈLES               | MODÈLES           |
|-----------------|----------|------------------|------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| LÉGÈRE          | S        | RIC AVEC FIL     | À ADAPTATION IMMÉDIATE | DÔME OUVERT<br>DÔME TULIPE<br>DÔME DOUBLE    | D-PA<br>D-FS<br>C-PA         | PASSION<br>FUSION |
|                 |          |                  | PERSONNALISÉ           | EMBOUT SOUPLE<br>EMBOUT DUR<br>EMBOUT OUVERT |                              |                   |
|                 |          | SPÉCIAL*         | PERSONNALISÉ           | EMBOUT DUR                                   |                              |                   |
| MOYENNE         | M        | RIC AVEC FIL     | À ADAPTATION IMMÉDIATE | DÔME OUVERT<br>DÔME TULIPE<br>DÔME DOUBLE    | D-PA<br>D-FS<br>C-PA<br>C-FS |                   |
|                 |          |                  | PERSONNALISÉ           | EMBOUT SOUPLE<br>EMBOUT DUR<br>EMBOUT OUVERT |                              |                   |
|                 |          | SPÉCIAL*         | PERSONNALISÉ           | EMBOUT DUR                                   |                              |                   |
| SÉVÈRE          | P        | RIC AVEC FIL     | À ADAPTATION IMMÉDIATE | DÔME TULIPE<br>DÔME DOUBLE                   | D-FS<br>C-FS<br>VS/VSD       | FUSION<br>SUPER   |
|                 |          |                  | PERSONNALISÉ           | EMBOUT SOUPLE<br>EMBOUT DUR                  |                              |                   |
|                 |          | SPÉCIAL*         | PERSONNALISÉ           | EMBOUT DUR                                   |                              |                   |
|                 | HP       | RITE             | PERSONNALISÉ           | EMBOUT DUR**                                 | D-FS<br>C-FS                 |                   |
|                 |          | RITE AVEC FIL    | PERSONNALISÉ           | EMBOUT SOUPLE                                |                              |                   |
|                 |          | SPÉCIAL*         | PERSONNALISÉ           | EMBOUT DUR                                   |                              |                   |
| PROFONDE        | SP       | RITE             | PERSONNALISÉ           | EMBOUT DUR**                                 | VS/VSD                       | SUPER             |
|                 |          | RITE AVEC FIL    | PERSONNALISÉ           | EMBOUT SOUPLE                                |                              |                   |
|                 |          | SPÉCIAL*         | PERSONNALISÉ           | EMBOUT DUR                                   |                              |                   |

\*Spécial comprend les types intégrés et modulaires. Dans COMPASS GPS, "SPÉCIAL" est utilisé comme identité acoustique pour les types intégrés et modulaires. \*\*Deux options : avec ou sans Output Extender.